

10% PVP Solution with HSA

Catalog No. 90123
5 x 0.5 mL Kits

For assisted reproductive procedures.

Für assistierte Reproduktionsverfahren.

Per tecniche di riproduzione assistita.

Para utilización en técnicas de reproducción asistida.

Pour les techniques de procréation médicalement assistée.

Para técnicas de reprodução assistida.

Για διαδικασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Pro postupy asistované reprodukce.

Til brug ved assisteret reproduktion.

Avusteisiin lisäntymismenetelmiin.

Paredzēts ar palīgīdzekļiem veicamām reproduktīvām procedūram.

Voor geassisteerde voortplantingsprocedures.

Do procedur wspomagane go rozrodu.

Pentru proceduri de reproducere asistată.

För procedurer för assisterad befruktning.


Kasutamiseks reproduktiivse abi protseduurides.


Asszisztált reprodukciós eljárásokhoz.


Skirta pagalbinio apvaisinimo procedūroms.


Yardimli üreme prosedürleri için.


Na postupy asistovanej reprodukcie.


Glossary of Symbols*:
 Catalog Number



 Lot Number

 Sterilized using aseptic processing techniques (filtration)


 Expiration:
Year - Month - Day


 Caution, consult accompanying documents


 Storage Temperature
2°C - 8°C


 Manufacturer:
Irvine Scientific[®]
 Contains or Presence of Phthalate

 Do not resterilize

 Do not use if package is damaged

 Do not re-use

 Caution: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a (licensed healthcare practitioner).

 CE Mark
0050

 Emergo Europe - Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

*Symbol Reference - EN ISO 15223-1, Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labeling.

EU Caution: For Professional Use Only

INTENDED USE

 10% PVP Solution with HSA[®] is intended for use in assisted reproductive procedures which include human gamete and embryo manipulation. These procedures include the use of PVP solution for immobilizing sperm for ICSI procedures.

PRODUCT DESCRIPTION

Polyvinylpyrrolidone (PVP) dissolved in mHTF (an isotonic HEPES buffered medium) to make a 10% (w/v) solution. Contains 5 mg/mL Human Serum Albumin.

COMPOSITION

Salts and Ions	Energy Substrates
Sodium Chloride	Dextrose, Anhydrous
Potassium Chloride	Pyruvic Acid, Sodium Salt
Magnesium Sulfate	DL-Lactic Acid, Sodium Salt
Potassium Phosphate	
Calcium Chloride	Protein Source
	Human Serum Albumin

Buffers

 HEPES, Hemisodium
HEPES, Sodium Salt
Sodium Bicarbonate

Polymer

Povidone USP

QUALITY ASSURANCE

 PVP solutions are aseptically processed according to manufacturing procedures which have been validated to meet a sterility assurance level (SAL) of 10⁻³.

Each lot of PVP Solution is tested for:

 Endotoxin by Limulus Amebocyte Lysate (LAL) methodology
Sterility by the current USP Sterility Test <71>

All results are reported on a lot specific Certificate of Analysis which is available upon request.

DIRECTIONS FOR USE

The 10% PVP Solution is recommended for normal and high motility sperm specimens.

Place aliquot of sperm into liquid PVP solution, 10%. Fill ICSI pipette with PVP solution and then capture single, immobilized sperm according to standard laboratory protocols. Sperm is now ready for ICSI procedure.

For additional details on the use of these products, each laboratory should consult its own laboratory procedures and protocols which have been specifically developed and optimized for your individual medical program.

STORAGE INSTRUCTIONS AND STABILITY

Store the unopened vials refrigerated at 2°C to 8°C.

Do not freeze or expose to temperatures greater than 39°C.

PVP solutions are stable in unopened vials until the expiration date shown on the kit label when stored as directed.

PRECAUTIONS AND WARNINGS

This device is intended to be used by staff trained in assisted reproductive procedures that include the indicated application for which the device is intended.

The user facility of this device is responsible for maintaining traceability of the product and must comply with national regulations regarding traceability, where applicable.

Do not use any vial of medium which shows evidence of particulate matter, cloudiness or is not colorless.

Do not use any bottle in which the sterile packaging has been compromised.


To avoid problems with contamination, handle using aseptic techniques.

Information on known characteristics and technical factors that could pose a risk if the product were to be re-used have not been identified therefore the product is not to be used after the initial opening of the container.

Sperm exposed to PVP solution should be used as soon as possible. Extended exposure to PVP may significantly impact sperm viability.

EU: Standard measures to prevent infections resulting from the use of medicinal products prepared from human blood or plasma include selection of donors, screening of individual donations and plasma pools for specific markers of infection and the inclusion of effective manufacturing steps for the inactivation/removal of viruses. Despite this, when medicinal products prepared from human blood or plasma are administered, the possibility of transmitting infective agents cannot be totally excluded. This also applies to unknown or emerging viruses and other pathogens. There are no reports of proven virus transmissions with albumin manufactured to European Pharmacopeia specifications by established processes. It is strongly recommended that every time this product is administered to a patient, the name and batch number of the product are recorded in order to maintain a link between the patient and the batch of the product.

US: This product contains Human Serum Albumin (HSA). Human source material used in the manufacture of this product has been tested by FDA-licensed kits and found to be non-reactive to the antibodies to Hepatitis C (HCV), and antibodies to Human Immunodeficiency Virus (HIV). However, no test method offers complete assurance that products derived from human sources are noninfectious. Handle all human source material as if it were capable of transmitting infection, using universal pre-cautions. Donors of the source material have also been screened for CJD.



IrvineScientific[®]

2511 Daimler Street, Santa Ana, California 92705 USA

Telephone: 1 949 261 7800 • 1 800 437 5706

Fax: 1 949 261 6522 • www.irvinesci.com

PN 40795 Rev.6

DEUTSCH

EU-Vorsichtshinweis: Nur für den professionellen Einsatz.

VERWENDUNGSZWECK

10% PVP Solution with HSA* ist für den Einsatz in assistierten Reproduktionsverfahren vorgesehen, darunter Humangameten- und Embryomanipulation. Bei diesen Verfahren wird PVP-Lösung zur Immobilisierung von Spermien für ICSI-Verfahren eingesetzt.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Polyvinylpyrrolidon (PVP), gelöst in mHTF (ein isotonisches HEPEs-gepuffertes Medium), zur Herstellung einer 10%igen (w/v) Lösung. Enthält 5 mg/ml Humanalbumin.

ZUSAMMENSETZUNG

Salze und Ionen
Natriumchlorid
Kaliumchlorid
Magnesiumsulfat
Kaliumphosphat
Calciumchlorid

Energiequellen
Dextrose, wasserfrei
Benztraubensäure,
Natriumsalz
DL-Milchsäure, Natriumsalz

Proteinguelle
Humanalbumin

Puffer
HEPEs, Heminatrium
HEPEs, Natriumsalz
Natriumbicarbonat

Polymer
Povidon USP

QUALITÄTSSICHERUNG

Die aseptische Verarbeitung von PVP-Lösungen erfolgt in Übereinstimmung mit Fertigungsverfahren, die nachweislich einen Sterilitätssicherheitswert (Sterility Assurance Level, SAL) von 10⁻³ aufweisen.

Jede Charge PVP Solution wird auf Folgendes geprüft:

- Endotoxine durch Limulus-Amoebocyten-Lysat-Nachweis (LAL-Methode)
- Sterilität durch aktuellen USP-Sterilitätstest <71>

Alle Ergebnisse sind einer chargenspezifischen Analysebescheinigung zu entnehmen, die auf Anfrage erhältlich ist.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Die 10% PVP Solution wird für Samenproben normaler und hoher Motilität empfohlen.

Einen aliquoten Teil der Spermien in füssige 10%ige PVP-Lösung geben. ICSI-Pipette mit PVP-Lösung aufziehen und dann einzelne, immobilisierte Spermien gemäß Standardlaborprotokollen erfassen. Die Spermien sind jetzt für das ICSI-Verfahren bereit.

Weitere Einzelheiten zum Gebrauch dieser Produkte sind den Verfahren und Vorschriften des jeweiligen Labors zu entnehmen, die eigens für das jeweilige medizinische Programm entwickelt und optimiert wurden.

LAGERUNGSANWEISUNGEN UND STABILITÄT

Die ungeöffneten Flaschchen bei 2 °C bis 8 °C gekühlt lagern.

Nicht einfrieren oder Temperaturen über 39 °C aussetzen.

Bei vorschriftsmäßiger Lagerung sind PVP-Lösungen in ungeöffneten Flaschchen bis zu dem auf der Kennzeichnung des Kils angegebenen Verfallsdatum stabil.

VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE

Das Produkt ist für den Gebrauch durch Personal vorgesehen, das in assistierten Reproduktionsverfahren geschult ist: zu diesen Verfahren zählt der Anwendungsbereich, für den das Produkt vorgesehen ist.

Die Einrichtung des Anwenders ist verantwortlich für die Rückverfolgbarkeit des Produkts und muss alle einschlägigen geltenden Bestimmungen zur Rückverfolgbarkeit einhalten.

Fläschchen mit Medium, das sichtbare Partikel enthält, getrübt oder nicht farblos ist, nicht verwenden.

Keine Flaschen verwenden, deren Sterilverpackung beschädigt wurde.

Um Kontaminationsprobleme zu vermeiden, mit aseptischen Techniken handhaben.

Angaben zu bekannten Merkmalen und technischen Faktoren, die bei einer Wiederverwendung des Produkts ein Risiko darstellen könnten, wurden nicht identifiziert. Daher darf das Produkt nach dem ersten Öffnen des Behälters nicht mehr verwendet werden.

Spermien, die PVP-Lösung ausgesetzt wurden, sollten so schnell wie möglich verwendet werden. Eine längere PVP-Exposition kann die Überlebensfähigkeit von Spermien erheblich beeinträchtigen.

EU: Zu den Standardmaßnahmen zur Prävention von Infektionen infolge der Verwendung von Arzneimitteln, die aus menschlichem Blut oder Plasma hergestellt sind, gehören die Auswahl der Spender, die Untersuchung der einzelnen Blutspenden und der Plasmapools hinsichtlich spezifischer Infektionsmarker und die Durchführung wirksamer Schritte während der Herstellung zur Inaktivierung/Entfernung von Viren. Dessen ungeachtet kann die Möglichkeit der Übertragung infektiöser Erreger bei Verabreichung von Arzneimitteln, die aus menschlichem Blut oder Plasma hergestellt sind, nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Dies gilt auch für unbekannt oder neu auftretende Viren und sonstige Pathogene. Es liegen keine Berichte über bestätigte Virusübertragungen mit Albumin vor, das nach den Spezifikationen des Europäischen Arzneibuchs mit etablierten Verfahren hergestellt wurde. Es wird dringend empfohlen, dass bei jeder Verabreichung dieses Produkts an einen Patienten der Name und die Chargenbezeichnung des Produkts protokolliert werden, damit nachverfolgt ist, welche Produktcharge bei welchem Patienten angewendet wurde.

USA: Dieses Produkt enthält Humanalbumin (HSA). Für die Herstellung dieses Produkts verwendetes Material menschlichen Ursprungs wurde mit von der FDA zugelassenen Testkits geprüft und erwies sich als nicht reaktiv im Hinblick auf Antikörper gegen Hepatitis C (HCV) und Antikörper gegen das humane Immundefizienz-Virus (HIV). Kein Testverfahren kann jedoch mit vollständiger Sicherheit ausschließen, dass Produkte menschlichen Ursprungs infektiös sind. Alle Materialien menschlichen Ursprungs sind unter Einhaltung der universellen Vorsichtsmaßnahmen so zu handhaben, als ob sie eine Infektion übertragen könnten. Spender der Ausgangsmaterialien wurden auch auf Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK) überprüft.

ITALIANO

Avvertenza per la UE: solo per uso professionale.

USO PREVISTO

10% PVP Solution with HSA* è indicata per l'uso nelle tecniche di riproduzione assistita comprendenti la manipolazione di gameti e di embrioni umani. Tali tecniche prevedono l'utilizzo della soluzione PVP per l'immobilizzazione degli spermatozoi nelle procedure ICSI.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Poliivinilpirrolidone (PVP) disciolto in mHTF (un terreno isotonicamente tamponato con HEPEs) per creare una soluzione al 10% (p/v). Contiene 5 mg/mL di albumina sierica umana.

COMPOSIZIONE

Salì e ioni
Cloruro di sodio
Cloruro di potassio
Solfato di magnesio
Fosfato di potassio
Cloruro di calcio

Substrati energetici
Destròsio, anidro
Acido piruvico, Sale sodico
Acido DL-lattico, Sale sodico

Fonte di proteine
Albumina sierica umana

Tamponi
HEPEs, Hemisodio
HEPEs, sale sodico
Bicarbonato di sodio

Polymero
Povidone USP

GARANZIA DI QUALITÀ

Le soluzioni PVP sono preparate in condizioni di sterilità in accordo con le procedure di fabbricazione che sono state convalidate per la loro capacità di soddisfare un livello di garanzia della sterilità (SAL) di 10⁻³.

Ciascun lotto di PVP Solution è stato sottoposto a test specifici diretti a valutare:

- Le endotossine mediante dosaggio LAL (lisato di amebociti di limulo)
- La sterilità mediante l'attuale test di sterilità USP <71>

Tutti i risultati sono riportati in un Certificato di analisi specifico per ogni lotto, disponibile su richiesta.

ISTRUZIONI PER L'USO

10% PVP Solution è raccomandata per campioni di spermatozoi con bassa motilità o scarsa qualità.

Mettere un'aliquota di sperma nella soluzione PVP liquida al 10%. Riempire una pipetta ICSI di soluzione PVP e catturare i singoli spermatozoi immobilizzati in base ai protocolli standard del laboratorio. A questo punto lo sperma è pronto per la procedura ICSI.

Per ulteriori dettagli sull'uso di questi prodotti, il laboratorio deve consultare le tecniche e i protocolli specificamente sviluppati e ottimizzati per il proprio programma medico.

ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO E STABILITÀ

Conservare le fiale non aperte in frigorifero a una temperatura compresa tra 2 °C e 8 °C.

Non congelare o esporre a temperature superiori a 39 °C.

Nelle condizioni di conservazione raccomandate, le soluzioni PVP sono stabili nelle fiale non aperte fino alla data di scadenza indicata sull'etichetta del kit.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

Questo prodotto è destinato all'uso da parte di personale addestrato nelle procedure che comprendono l'applicazione prevista del prodotto.

La struttura utilizzatrice di questo prodotto è responsabile di mantenerne la rintracciabilità e deve conformarsi alle norme nazionali sulla rintracciabilità, dove applicabili.

Non usare nessuna fiala di prodotto che mostri segni di presenza di particolati, torbidità o che non sia trasparente e incolore.

Non usare fialoni la cui confezione sterile sia stata compromessa.

Per evitare problemi di contaminazione, maneggiare il prodotto utilizzando tecniche asettiche.

Non sono disponibili informazioni in merito a caratteristiche e fattori tecnici noti che potrebbero rappresentare un rischio qualora il prodotto dovesse essere riutilizzato. Si raccomanda pertanto di non riutilizzare il prodotto dopo l'apertura iniziale del contenitore.

Lo sperma esposto a soluzione PVP dev'essere utilizzato il prima possibile. Un'esposizione prolungata al PVP può compromettere significativamente la vitalità degli spermatozoi.

UE: le misure standard per evitare infezioni risultanti dall'uso di prodotti medicinali preparati con sangue o plasma umano comprendono la selezione dei donatori, lo screening di donazioni individuali e di plasma ottenuto da più donazioni per marker d'infezione e l'inclusione di fasi produttive efficaci per l'inattivazione/rimozione dei virus. Nonostante ciò, quando si somministra un prodotto medicinale preparato da plasma o sangue umano non si può escludere completamente la possibilità di trasmettere agenti infettivi. Ciò vale anche per virus e altri patogeni sconosciuti o emergenti. Non sono state segnalate trasmissioni di virus confermate con albumina prodotta in osservanza delle specifiche della Farmacopea europea con procedimenti stabiliti. Per poter conservare un collegamento tra il paziente e il lotto del prodotto, si consiglia vivamente di registrare nome e numero di lotto del prodotto ogni volta che si somministra questo prodotto a un paziente.

USA: questo prodotto contiene albumina sierica umana (HSA). Il materiale di provenienza umana usato nella fabbricazione di questo prodotto è stato sottoposto a test con kit autorizzati dall'FDA e si è dimostrato non reattivo agli anticorpi del virus dell'epatite C (HCV) e del virus dell'immunodeficienza umana (HIV). Tuttavia, nessun metodo di test può offrire la certezza assoluta che i prodotti derivati da materiale umano non siano infettivi. Gestire tutto il materiale di provenienza umana come se fosse in grado di trasmettere infezioni, usando precauzioni universalmente adottate. I donatori di materiale umano sono stati sottoposti anche a screening per la malattia di Creutzfeldt-Jakob (MCJ).

