

FUJIFILM

Wako

Code No. 014-09801 (for 1 mL)

Anti asialo GM1 (Rabbit)

Contents : Rabbit anti asialo GM1

Preparation : Purified asialo GM1 from bovine brain tissue was repeatedly immunized with methylated bovine serum albumin and with complete Freund's adjuvant.

Gammaglobulin fraction of serum was obtained by 50% ammonium sulfate precipitation methods followed by dialyzing with phosphate buffered saline (pH 7.2).

Specificity : React with mouse and rat natural killer cells, mouse monocytes and fetal thymocytes.

* Store at 2 to 10°C *

Remark : This product is prepared for research use only.

References:

- (1) Kasai M., Iwamori M., Nagai Y., Okumura K. and Tada T. : *Eur. J. Immunol.* **10**, 175 (1980).
- (2) Habu S., Fukui H., Shimamura M., Kasai M., Nagai Y., Okumura K. and Tamaoki N. : *J. Immunol.* **127**, 34 (1981).

FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation

1-2, Doshomachi 3-Chome, Chuo-Ku, Osaka 540-8605, Japan
Telephone : + 81-6-6203-3741
Facsimile : + 81-6-6201-5964
<http://fwk.fujifilm.co.jp>

FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation 1600 Bellwood Road Richmond, VA 23237 U.S.A. Telephone : + 1-804-271-7677 Facsimile : + 1-804-271-7791 http://www.wakousa.com	FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH Fuggerstrasse 12 D-41468 Neuss Germany Telephone : + 49-2131-311-0 Facsimile : + 49-2131-311100 http://www.wako-chemicals.de
--	--

- 1/2 -

コード No. 014-09801 (1 mL用)

抗アシアロ GM1 (ウサギ)

内 容 : 抗 asialo GM1 抗体を含有したウサギ血清の50% 硫酸塩析分画品 (蛋白量約 10 mg/mL)

製 法 : ウシ脳組織より精製した asialo GM1 をメチル化 BSA (bovine serum albumin) 及び FCA (Freund's complete adjuvant) と共にウサギに免疫.

精 製 法 : 50% 硫酸アンモニウム塩析後, リン酸緩衝液を含む生理食塩水で透析し, 凍結乾燥.

特 異 性 : マウスおよびラットの natural killer cell, マクロファージの一部ならびにマウス胎児胸腺細胞の一部と反応する.

(注: 濃度を高くすると一部の成熟 Tリンパ球とも反応する.)

〔貯 法〕 2~10°C 保存

〔包 装〕 1mL 用 (バイアル)

〔形 状〕 凍結乾燥品

〔参考文献〕

- (1) Kasai M., Iwamori M., Nagai Y., Okumura K. and Tada T. : *Eur. J. Immunol.* **10**, 175 (1980).
- (2) Habu S., Fukui H., Shimamura K., Kasai M., Nagai Y., Okumura K. and Tamaoki N. : *J. Immunol.* **127**, 34 (1981).

製造発売元

富士フイルム 和光純薬株式会社
大阪市中央区道修町三丁目1番2号
Tel : 06-6203-3741

2304KA2

- 2/2 -