

## 缓冲液

### 【产品名称】

通用名称：缓冲液  
英文名称：PBS 1×  
目录号： 9236

### 【包装规格】

500mL/瓶， 1L/瓶

### 【预期用途】

仅用于提供/维持反应环境。

### 【主要组成成分】

本产品为无机盐缓冲溶液，由注射用水、氯化钾、磷酸二氢钾、氯化钠、磷酸氢二钠、氯化镁和氯化钙组成。

### 【储存条件及有效期】

未开封的本产品在室温（15~30℃）保存，有效期为 2 年。  
生产日期和失效期见标签。

### 【使用方法】

本产品为磷酸盐缓冲溶液，又称 Dulbecco 磷酸盐缓冲溶液，能够提供相对稳定的离子环境和 pH 缓冲能力，用于细胞培养的操作。  
本产品为 1×工作液，经过无菌处理，可直接使用。  
在操作细胞培养时，应当采用无菌技术。

### 【产品性能指标】

本产品的无菌性能符合美国药典<71>；  
21CFR, 610.12 部分，硫乙醇酸盐液体培养基和大豆酪蛋白液体培养基培养后未发现细菌或真菌污染迹象。

### 【注意事项】

本产品预期由受过培训的人员使用。  
请勿使用任何出现颗粒物、浑浊的产品。  
为避免污染问题，应使用无菌操作技术。

### 【基本信息】

备案人/生产企业

名称：FUJIFILM Irvine Scientific, Inc.  
富士胶片欧文科技有限公司  
住所：2511 Daimler Street, Santa Ana, CA 92705, USA  
生产地址：2511 Daimler Street, Santa Ana, CA 92705, USA  
联系方式：电话：+1 949 261 7800, +1 800 437 5706, 传真：+1 949 261 6522

[www.irvinesci.com](http://www.irvinesci.com)

代理人/售后服务单位

名称：富士胶片（中国）投资有限公司  
住所：上海市浦东新区平家桥路100弄6号7号楼601单元

联系方式：

电话：+86-21-50106000  
传真：+86-21-50106750

### 【医疗器械备案凭证编号/产品技术要求编号】

国械备20200134

### 【说明书核准及修改日期】

2021 年 4 月 25 日

PN 41169-CH Rev.01